

Inainte de a cumpara un fotoliu rulant verificati:

- latimea usilor din casa, trebuie sa fie minim cu 3-4 cm mai mare decat latimea fotoliului rulant, in caz contrar nu aveti acces in anumite locuri in apartament; verificati in special usa de la baie daca doriti sa duceti pacientul acolo cu fotoliu rulant

- latimea deschiderii usilor liftului, trebuie sa fie minim cu 3-4 cm mai mare decat latimea fotoliului rulant, in caz contrar nu aveti acces in lift

- adancimea cabinei de lift, minim 1,2 -1,3 m, intre usa liftului si peretele din fata al cabinei, in caz contrar nu se vor inchde usile liftului; atentie la cabinele de lift cu usi batante catre interiorul cabinei, in acest caz adancimea cabinei trebuie sa fie de aproximativ 1,55 - 1,65 m

Dimensiunile fotoliului rulant sunt date in pagina de prezentare a produsului, daca nu sunteti lamuriti sunati la un reprezentant de vanzari, numerele de telefon sunt in site